

KLAPP
EXTREME® HYALURON
INFUSION
 ИНФУЗИЯ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

ТРОЙНАЯ ФОРМУЛА ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ:

- +1 РЕТАРД
- +2 НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ
- +3 ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ

HYDRA-3-FORMEL

БЕЗИНЪЕКЦИОННОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ МОРЩИН

МЕНЯЯ КОЖУ

«Прекрасно выглядишь! Была в отпуске?» Удивившись моему комплименту, подруга рассказала о своей любимой процедуре – Extreme® Hyaluron Infusion от KLAPP, релаксирующей и оздоравливающей одновременно, и предложила попробовать самой

Я решила воспользоваться советом подруги, ведь в последнее время у меня были проблемы с кожей, она стала сухой и потеряла свою упругость. В салоне красоты мне предложили быстрое и безболезненное решение моей проблемы – процедуру глубокого увлажнения кожи с использованием немецкой косметики KLAPP. Программа Extreme® Hyaluron Infusion – современная альтернатива инъекционному заполнению морщин. Ее основной действующий компонент – тройная наноформула гиалуроновой кислоты, которая обеспечивает заполнение межклеточного пространства кожи особым влагоудерживающим гелем. Благодаря этому свойству программа «Гиалурон инфузия» по праву считается самым быстрым и безопасным средством коррекции морщин. Кроме того, эта процедура устраняет повышенную чувствительность кожи,

осветляет пигментные пятна и создает надежный защитный барьер от внешних факторов.

СПРАВКА

Гиалуроновая кислота – это природный компонент межклеточного вещества в коже и соединительной ткани человека. Он удерживает влагу между клетками эпидермиса и, благодаря этому, сохраняет кожу молодой и упругой. Однако с возрастом естественное содержание гиалуроновой кислоты в коже снижается, вследствие чего нарушается тургор кожи, она теряет эластичность, становится склонной к покраснениям и шелушениям. Не менее губительно отражается на коже грязный городской воздух и солнечный ультрафиолет. Именно поэтому салонные процедуры и использование косметики с гиалуроновой кислотой, восстанавливая водосвязывающие свойства кожи и нормализуя кровообращение, возвращают ей свежесть и молодость.

Итак, процедура!

Я удобно устроилась в косметологическом кресле и приготовилась к перевоплощению.

ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ

Все косметические средства для проведения процедуры находятся в практичном одноразовом наборе. Это не только подтверждает индивидуальный подход к клиенту, но и обеспечивает максимальную сохранность активных компонентов.

Первый этап процедуры – интенсивное очищение кожи.

Сначала косметолог выполнила демакияж, используя нежное молочко KLAPP с ароматом свежей крапивы. После того, как на моем лице не осталось ни следа косметики мне сделали пилинг специальным щадящим средством, входящим в набор Extreme® Hyaluron Infusion. Косметолог объяснила, что пилинг не просто глубоко очищает кожу, но и повышает ее впитываемость.



Второй этап – увлажнение глубоких слоев кожи.

Косметолог наносит на кожу прозрачный гель-наполнитель. Моя обезвоженная кожа, словно губка, мгновенно впитывает спасительную жидкость. В этот момент активизируется низкомолекулярная гиалуроновая кислота, способная преодолеть естественный барьер кожи и, достигнув межклеточного пространства, заполнить его специальным гелем. На этом этапе обеспечивается глубокое увлажнение кожи и восстановление коллагеновых и эластиновых волокон, отвечающих за упругость кожи. Именно благодаря специфическому действию низкомолекулярной гиалуроновой кислоты обеспечивается длительный эффект процедуры.



Третий этап – поверхностное увлажнение кожи.

На кожу наносят нежный крем, аромат которого у меня ассоциируется со свежестью воздуха после дождя.

Высокомолекулярный нанозаряд этого средства позволяет не только улучшить метаболизм и укрепить межклеточные связи, но и проникает вглубь клеток, осуществляя там целый комплекс позитивных изменений, восстанавливающих все функции кожи. По мере впитывания крема ко мне возвращается давно забытое ощущение наполненности и насыщенности кожи.



Четвертый этап – закрепление результата.

Мое лицо окутали бинтами! Специальная повязка «бинт-бандаж» не только возвращает природный овал лица, но и способствует устранению отечности под глазами. Поверх бинтов наносят крем-фиксатор из набора Extreme® Hyaluron Infusion. Его формула создает некую защитную пленку, которая призвана обезопасить кожу от преждевременного испарения влаги и внешних факторов окружающей среды.

Пятый этап – массаж лица.

Косметолог делает особый моделирующий массаж по фиксирующей повязке: теплота рук усиливает действие активных веществ. После 15-минутного массажа я с трудом возвращаюсь к реальности. Косметолог снимает бандаж, словно панцирь, и я ощущаю, как вместе с ним уходят все мои проблемы. Мне же остается свежая, наполненная влагой кожа. Спешу почувствовать ее гладкость на ощупь, но меня ожидает...



P. S. ПРИЯТНЫЙ БОНУС

Косметолог предлагает сделать маску для рук из оставшегося на биндаже крема. Мягкий пилинг, глубоко проникающий гель, интенсивно питающие кожу влагой кремы и плотная маска бинтов – все это достается и моим рукам. По окончании процедуры я изумляюсь – сухие и шероховатые раньше, теперь они нежные и мягкие. Для меня очень важно, что эти приятные ощущения не покидают кожу даже после того, как я ополаскиваю руки и умываю лицо. После процедуры кожа выглядит ухоженной и защищенной настолько, что даже нет необходимости наносить дополнительные косметические средства. Причем эффект салонных процедур, благодаря специальной серии KLAPP, легко поддерживать в домашних условиях.

КОММЕНТАРИЙ КОСМЕТОЛОГА:

Программа Extreme® Hyaluron Infusion от KLAPP гарантирует визуальный эффект омоложения уже в процессе процедуры. Сразу после глубокого увлажнения кожа выглядит осветленной, гладкой, упругой, морщинки становятся менее заметными. Секрет «волшебства» заключается в использовании достижения нанотехнологий: компоненты KLAPP настолько малы, что быстро и без труда обеспечивают адресную доставку точно дозированного количества действующих компонентов в нужные зоны кожи. Такая «скоростная» реакция сводит к минимуму возникновение аллергических реакций и привыкания. Именно поэтому салонные процедуры «Гиалурон Инфузии» рекомендованы даже тем, у кого очень чувствительная кожа. Курс из 4–5 процедур избавит от болезненных проявлений сухости и вернет коже здоровый цвет и молодость. Кроме того, процедура Extreme® Hyaluron Infusion от KLAPP доставит Вам море удовольствия. ☺